



**SAFECARE BIO-TECH**

# SAFECARE COVID-19 Ag

## COVID-19 Antigen Rapid Test Device(Swab)

Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je laterální imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu z přímých nosních výtěrů nebo ze vzorků odebraných výtěrů z nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem Covid-19 během prvních sedmi dnů od nástupu příznaků.



## SAFECARE COVID-19 Ag Rapid test kit

Účel použití: Detekce antigenu SARS-CoV2

Balení: 25 testů


Skladování: 4-30 °C

Typ vzorku: Výtěr z nosohltanu

Doba použitelnosti: 24 měsíců

výsledek testu: 10-15 minut

## PŘÍPRAVA VZORKU A POSTUP ZKOUŠKY



## INTERPRETACE VÝSLEDKŮ